



Glooko[®] Transmetteur

Guide d'utilisation Utilisateurs de Glooko XT[®]

Contenu

Trouvez votre dispositif

Généralités

- Description du produit.
- À propos de Glooko XT
- Usage prévu
- Avertissements

Pour commencer

Conseils pratiques

Installation du transmetteur Glooko

- Installation sans boîte de jonction
- Installation avec une boîte de jonction
- Raccordez un dispositif de suivi du diabète
- Importer des données

Informations complémentaires

- Configuration Ethernet

Dispositifs compatibles et méthodes de transmission

Trouvez votre dispositif

GLUCOMÈTRE

Abbott

FreeStyle InsuLinx.....	9
FreeStyle Lite.....	9
FreeStyle Optium Neo.....	9

Ascensia (Bayer)

Contour® Next.....	10
Contour® Next (Bluetooth).....	10
Contour® Next One.....	10
Contour® Next Link.....	10
Contour® Next Link 2.4.....	10
Contour® Next USB.....	10
Contour® Plus.....	10
Contour®XT.....	10

ForaCare

Diamond Mini DM30	12
-------------------------	----

i-SENS

CareSens® N Premier.....	10
--------------------------	----

LifeScan

OneTouch Select Plus®	10
OneTouch Verio®	10
OneTouch Verio Flex.....	10
OneTouch Verio Reflect.....	10

Menarini

GlucoFix Tech.....	10
--------------------	----

Roche

Accu-Chek Guide.....	10
Accu-Chek Mobile (USB).....	10
Accu-Chek Performa.....	11
Accu-Chek Performa Nano.....	11

Sanofi

BGStar.....	10
MyStar Extra.....	10

Wellion

Calla Light.....	14
Calla Mini.....	14

Ypsomed

MyLife Aveo.....	10
------------------	----

CGM

Abbott

FreeStyle Libre.....	11
----------------------	----

Dexcom

G4 Platinum.....	12
G5.....	12
Touchscreen Receiver (G5/G6).....	12

POMPE À INSULINE

Insulet

Omnipod® System.....	13
Omnipod Dash® System.....	13

Roche

Accu-Chek® Aviva Insight.....	14
Accu-Chek® Performa Insight.....	14
Accu-Chek® Spirit Combo.....	14

Tandem

t:slim X2™	13
------------------	----

STYLO INJECTEUR

NovoNordisk

NovoPen® 6.....	15
NovoPen Echo® Plus.....	15

Généralités

Description du produit

Le transmetteur Glooko® est destiné à être utilisé par un professionnel de santé au sein d'un établissement de soins de santé pour transférer des données prédéfinies d'un dispositif de surveillance à domicile vers une base de données sur serveur.

À propos de Glooko XT®

Glooko XT®, anciennement DIABNEXT, est un logiciel de gestion de données conçu afin d'aider les personnes diabétiques et leurs professionnels de santé à suivre, analyser et évaluer les données essentielles au suivi du diabète. Glooko XT® fournit des informations facilitant le diagnostic des patients par les équipes soignantes et leur permet de pratiquer un suivi médical à distance grâce à la télésurveillance. Glooko XT® se connecte aux dispositifs et systèmes de suivi médicaux compatibles pour permettre aux utilisateurs de transférer leurs données au système Glooko XT®.

Usage prévu

Glooko XT® se connecte aux dispositifs et systèmes de suivi médicaux compatibles pour permettre aux utilisateurs de transférer leurs données au système Glooko XT®. Avec le transmetteur, les dispositifs transmettent leurs données à travers un câble, une connexion infrarouge, Bluetooth ou NFC. Celles-ci s'affichent immédiatement en ligne dans un compte sécurisé Glooko XT®. Toutes les données provenant de plusieurs dispositifs sont rassemblées et présentées dans les fiches Patient.

Avertissement

Glooko XT® n'est pas une solution permettant une prise en charge en urgence des patients. Elle n'est pas destinée à mesurer ou interpréter les données qu'il transmet, ni à prendre des décisions automatisées concernant les traitements ou à se substituer au jugement d'un professionnel. Tous les diagnostics médicaux et traitements doivent être effectués sous la surveillance et la supervision d'un prestataire de santé qualifié.

Contre-indications

Aucune

Pour commencer


Pour commencer, vous aurez besoin des éléments suivants :

1. Lecteur de glycémie, stylo à insuline connecté, pompe à insuline ou système de mesure continue du glucose (SCG) compatible;
2. Un transmetteur Glooko® ;
3. Un compte Glooko XT® ;
4. Le câble de téléchargement spécifique au dispositif de suivi du diabète. Veuillez noter que Glooko® ne fournit pas ces câbles.

Si un câble vous manque, veuillez contacter le fabricant du dispositif.

Conseils pratiques

- Vous n'avez pas de connexion réseau ? Essayez de placer le transmetteur Glooko® à un autre endroit dans votre clinique en tenant compte de la réception du réseau mobile. Vous avez également la possibilité de le brancher au réseau Internet en utilisant un câble Ethernet.
- Le dispositif n'importe pas de données ? Vérifiez que le transmetteur Glooko indique « Prêt pour le transfert » avant de brancher votre appareil de suivi du diabète.




* Le port micro HDMI est désactivé.

Installation du transmetteur Glooko®

Installation sans boîte de jonction

1A Raccordement du transmetteur Glooko



1. Raccordez l'adaptateur d'alimentation, comme illustré ci-dessus, et branchez-le dans une prise de courant.


2A Démarrage



1. Suivez les instructions sur l'écran pour terminer l'installation.
2. « Prêt à transférer » s'affiche une fois l'installation terminée.

Installation avec une boîte de jonction

1B Branchez le transmetteur Glooko et le hub USB



1. Placez le hub USB dans la boîte de jonction.
2. Raccordez le hub USB au transmetteur Glooko (à l'aide du câble USB) et branchez son adaptateur d'alimentation dans une prise de courant.
3. Placez ensuite le transmetteur Glooko au-dessus de la boîte de jonction. Raccordez son adaptateur d'alimentation, comme illustré ci-dessus, et branchez-le dans une prise de courant.

2B Démarrage



1. Suivez les instructions sur l'écran pour terminer l'installation.
2. « Prêt à transférer » s'affiche une fois l'installation terminée.



3 Raccordez un dispositif de suivi du diabète



Vous pouvez raccorder le dispositif de suivi du diabète de l'une des manières suivantes :


- Câble USB (port ou hub USB)
- Infrarouge (récepteur IR intégré ou, sur certains dispositifs, câble SmartPix)
- NFC (communication en champ proche)
- BLE (Bluetooth Low Energy)

4 Transfert des données



Veuillez vous reporter aux instructions spécifiques concernant le transfert des données depuis tous les dispositifs de suivi du diabète compatibles aux pages 10-15 et suivre celles qui s'appliquent. Votre transfert est terminé lorsque votre écran devient vert.

5 - Connexion à votre compte Glooko XT®



Rendez-vous sur la plateforme Pro Glooko XT® <https://pro.glookoxt.com/> et connectez-vous à votre compte.


Accédez à l'onglet "Dashboard" depuis le menu de gauche.

Puis cliquez "Transmetteur / Déchargements" sur le bouton en haut à droite

Informations complémentaires



Si une mise à jour est prête, vous pouvez choisir de redémarrer immédiatement. Autrement, le transmetteur Glooko se mettra automatiquement à jour au bout de 10 heures.



Si le processus de transfert n'a pas fonctionné, vous en serez informé. Veuillez suivre les instructions à l'écran.




D'autres fonctions sont disponibles en appuyant sur l'icône du menu.

Transfert de dispositifs Bluetooth



Ouvrez le menu de Glooko Transmitter en appuyant sur l'icône de menu.



Sélectionnez "Transfert d'un dispositif Bluetooth"




Sélectionnez l'appareil que vous voulez transférer et suivez les instructions à l'écran.

Configuration Ethernet

Lorsqu'un câble Ethernet est branché, le transmetteur Glooko tente automatiquement de se connecter à Internet via Ethernet.

Si vous souhaitez configurer la connexion Ethernet manuellement ou lire l'adresse MAC, veuillez accéder à : **Menu > Paramètres > Paramètres du réseau > Paramètres Ethernet**

Si le réseau Ethernet configuré n'est pas disponible, le transmetteur Glooko revient automatiquement à une connexion mobile.



Dispositifs compatibles et méthodes de transmission

Vous trouverez ci-dessous les instructions pour télécharger les données liées au diabète depuis un dispositif compatible à l'aide du transmetteur Glooko®. À moins que des instructions de téléchargement explicites ne soient fournies pour l'appareil, il suffit de le connecter au transmetteur ou au Hub USB avec son câble USB spécifique ou via connexion IR, Bluetooth ou NFC. Il se télécharge automatiquement.

Vous avez besoin d' :

- Un compte Glooko XT® : les données téléchargées à l'aide du transmetteur Glooko® se synchronisent avec votre compte professionnel Glooko XT®.
- Une connexion Internet (via le réseau mobile ou une connexion Ethernet) est nécessaire pour la synchronisation des données téléchargées sur le serveur Glooko XT®.

Glucomètres et CGM - raccordés avec un câble USB

 Remarque : si un hub USB est connecté au transmetteur Glooko, ce hub doit disposer de sa propre alimentation électrique.



Abbott

FreeStyle Lite

Câble USB Abbott
FreeStyle (2,5 mm)



FreeStyle InsuLinx

FreeStyle Optium Neo

Micro USB



Ascensia (Bayer)

Contour XT

Câble USB Bayer bleu
(3,5 mm)



Raccordez le glucomètre et appuyez sur le bouton **M**.

Contour Next Link
Contour Next Link 2.4

Contour Next USB

Port USB sur le glucomètre



Contour Next
Contour Next (Bluetooth)

Contour Next one

Micro USB



i-SENS

CareSens N Premier

Câble USB i-Sens
(2,5 mm)



Raccordez le glucomètre et appuyez sur le bouton **S** (bouton **C**).

LifeScan

OneTouch Select Plus

OneTouch Verio Flex
OneTouch Verio Reflect

OneTouch Verio

Micro USB



Menarini

GlucoFix Tech

Menarini GlucoMen areo USB
(2.5 mm)



Si le glucomètre affiche : **E-3**, débranchez-le, patientez jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, puis rebranchez-le.

Roche Accu-Chek

Guide

Mobile (USB)

Câble USB
Sanofi



Le téléchargement devrait commencer dans les 20 secondes qui suivent le branchement du câble. Dans le cas contraire, accédez au menu principal sur le glucomètre. Accédez à **Mes données** > **Transfert de données** > **Rapports** et raccordez à nouveau le glucomètre au câble USB. (Veuillez ne pas maintenir les deux boutons fléchés enfoncés.)

Sanofi

BGStar

MyStar Extra

Câble USB
Sanofi



Ypsomed

Mylife Aveo

Micro USB



Glucomètres - avec connexion infrarouge

Configurez le glucomètre en mode de téléchargement en suivant les instructions ci-dessous. Orientez l'extrémité supérieure du glucomètre vers l'interface IR du transmetteur Glooko.



Assurez-vous de maintenir le glucomètre parfaitement immobile durant le téléchargement. Ne retirez pas le dispositif avant que l'écran affiche : Transfert réussi !

Interface IR du transmetteur Glooko



Roche Accu-Chek

Performa
Performa Nano



En gardant votre glucomètre éteint, activez la transmission IR en appuyant sur les deux boutons fléchés et en les maintenant enfoncés jusqu'à ce que deux flèches apparaissent à l'écran.

Lecteurs de glycémie et CGM - connectés avec Bluetooth ou NFC



ForaCare

FORA Diamond MINI DM30
FORA GD40h



Reportez-vous aux instructions sur le transfert d'appareils Bluetooth à la page 10.

CGM - raccordés avec un câble USB



Remarque : si un hub USB est connecté au transmetteur Glooko, ce hub doit disposer de sa propre alimentation électrique.



Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)
G6 Receiver
G7 Receiver
One Receiver
One+ Receiver

Micro USB



Si le téléchargement ne démarre pas, débranchez le récepteur et sélectionnez Arrêt dans le menu pour l'éteindre. Mettez à nouveau le récepteur en marche et raccordez-le au transmetteur Glooko.

Pompes à insuline - raccordées avec un câble USB standard



Remarque : si un hub USB est connecté au transmetteur Glooko, ce hub doit disposer de sa propre alimentation électrique.



Insulet

Omnipod® System

Mini USB



Omnipod® Dash™ System

Micro USB



Tandem

t:slim X2

Micro USB



1. Branchez le Dash sur le transmetteur avec le câble USB-A vers Micro.
2. Cliquez sur Exporter sur le DASH™.
3. Débranchez le DASH™ et rebranchez-le.
4. À la fin du téléchargement, le transmetteur Glooko affiche la mention « Importation terminée ».

Pompes à insuline - raccordées avec un câble infrarouge

Câbles infrarouges compatibles


Câble Roche Accu-Chek Smart Pix

Câble Roche Accu-Chek Smart Pix 2



Roche

Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Remarque ! Raccordez le combiné du combiné de votre pompe à l'aide d'un câble micro USB au Smart Pix 2.

1. Raccordez le câble Smart Pix 2 au transmetteur Glooko et attendez que l'indicateur bleu du Smart Pix 2 commence à clignoter lentement.
2. Raccordez le combiné au Smart Pix 2 à l'aide d'un câble micro USB.
3. Dans le menu du combiné, sélectionnez **Connecter au PC** et appuyez sur **OK**.
4. Veillez à ce que la pompe soit à la portée du combiné.
5. L'indicateur bleu du Smart Pix 2 reste allumé pendant la transmission des données entre le dispositif et le Smart Pix 2.
6. L'indicateur bleu s'éteint et tant le Smart Pix 2 que le dispositif émettent un signal pour indiquer que les données sont en cours de transfert du Smart Pix 2 au transmetteur Glooko. Ne débranchez pas encore le Smart Pix 2 !
7. Attendez que le transmetteur Glooko confirme que le transfert a été réalisé correctement.

Roche


Accu-Chek Spirit Combo



Smart Pix ou Smart Pix 2
Remarque ! Un Smart Pix doté de la version 3.02 ou supérieure est nécessaire .

1. Connectez le Smart Pix à Glooko Transmitter et attendez que le voyant bleu commence à clignoter lentement sur le Smart Pix.
2. Mettez la pompe en mode **Data Transfer** (arrêtez la pompe et accédez au menu de **Data-transfer**).
3. Positionnez la pompe en orientant l'œil IR vers le Smart Pix. Le voyant bleu indique que les données sont en cours de transmission vers le Smart Pix.
4. Attendez que le voyant bleu commence de nouveau à clignoter lentement ou qu'il s'arrête de clignoter.
5. Les données vont maintenant être transmises du Smart Pix à Glooko Transmitter. Veuillez ne pas déjà déconnecter le Smart Pix !
6. Attendez que l'appareil Glooko Transmitter signale que le téléchargement a réussi.

Stylo injecteur - d'insuline connectés avec NFC



NovoNordisk
NovoPen® 6
NovoPen Echo® Plus



Placez le stylo à insuline connecté sur la surface NFC au dessus du Transmitter Glooko - et suivez les instructions sur l'écran.


Les informations suivantes s'appliquent aux émetteurs Glooko Transmitter dont le numéro de série commence par 22 (par exemple, S22XXXXXX) ou par un nombre supérieur (par exemple, S23XXXXXX, S24XXXXXX, etc.).

Caractéristiques techniques

Protection du boîtier	IP20 – Utilisation en intérieur uniquement
GSM/GPRS	850/900/1800/1900 MHz
Température de fonctionnement	5 °C à 40 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
LTE	700/800/850/1700/1900/2100 MHz
Alimentation	Entrée : 100 à 240 VCA ; 0,6 A ; 50/60 Hz
	Sortie : 12 VCC ; 2,0 A ; LPS



Glooko Inc
579 University Ave
Palo Alto, CA 94301
USA



Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SWEDEN

Email : support-xt@glooko.com

Assistance téléphonique : 0805 381 380
Du lundi au vendredi : 9h - 13h / 14h - 17h
Appel gratuit